

Description :

Bonnet prêt à l'emploi, pré-imprégné de shampoing, conçu pour le soin du patient. Simple d'utilisation, nettoie, rafraîchit, hydrate et nourrit les cheveux. Respectueux du cheveu et du cuir chevelu, laisse les cheveux propres et brillants. Recommandé pour les patients alités, peut être utilisé en position assise ou couchée. Utilisation sans eau et sans rinçage.

Mode d'emploi

Selon les préférences : le sachet peut être placé au micro-ondes pendant 20 secondes à 700W. Vérifier la température avant usage.

1. Positionner une serviette propre. Ouvrir le sachet. Placer le bonnet sur la tête et recouvrir les cheveux. Éviter tout contact avec les yeux.
2. Masser pendant 2 à 3 minutes. Pour les cheveux plus longs, retirer le bonnet et appliquer le produit jusqu'aux pointes.
3. Retirer le bonnet et sécher les cheveux à l'aide d'une serviette.

Applications

Tous types de cheveux.



Composition

Contient de l'Aloe Vera, de la vitamine E, de la vitamine F et de la Pro Vitamine B5.

Ingrédients :

Aqua, Dimethicone, Glycerin, Linoleamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate (Phospholipid), Panthenol (Provitamin B5), Allantoin, Aloe Barbadosis Extract (Aloe Vera Extract), Polysorbate 20, Citric Acid, Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Linoleic Acid, Linolenic Acid (Vitamin F), Parfum, Chamomilla Recutita Flower Extract (Chamomille Extract), Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Présentations

Sachet unitaire.
Carton de 75 sachets.

Précautions d'emploi :

- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
- Ne pas utiliser sur une plaie.
- Ne convient pas à l'enfant de moins de 3 ans. Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits de nettoyage.
- En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire et consulter un médecin si nécessaire.
- Produit à usage unique, jeter après utilisation.
- À utiliser avant fin : voir date sur emballage.