

## Description :

Savon hypoallergénique , sans colorant, sans parfum, sans épaississant ni ajout de conservateur chimique. Formule très liquide pour mieux s'étaler sur la peau. Le savon liquide formule codex produit une mousse abondante non persistante. Solubilité totale dans l'eau optimisant le rinçage.

## Applications

Peau normale.  
Plaie et muqueuse.

## Mode d'emploi

### Soin infirmier :

1. Déposer un volume de savon liquide sur une compresse humidifiée à l'eau stérile.
2. Effectuer le nettoyage en faisant mousser.
3. Rincer à l'eau stérile.
4. Sécher par tamponnements avec une compresse stérile.

1 unidose = 1 soin



## Précaution d'emploi

- Le savon ne s'utilise jamais pur.
- L'étape de rinçage est importante pour éliminer tout résidu de savon et éviter les interactions avec un autre produit

## Conservation

- Ne pas conserver une unidose entamée.
- Stockage à l'abri du froid qui peut entraîner un aspect laiteux disparaissant après réchauffement.
- La nature colloïdale du savon peut entraîner un flocculat qui se disperse après agitation du produit.

## Composition

Savon végétal traditionnel - Glycérine : 0.6%.  
Conforme à la monographie « Savon liquide » VIIème édition Pharmacopée Française.

Ingrédients : aqua, coconut oil potassium salt, glycerin, EDTA.

## Présentations

### Conditionnements stériles:

Unidoses 10 ml.



## Indications

**Nettoyage avant antisepsie :** Dispositifs intravasculaires, soin de cordon ombilical, douche pré-opératoire, sondage urinaire, peau des nouveaux-nés et prématurés.

**Nettoyage des zones sensibles :** Plaies chroniques et suturées, hygiène des stomies, zone uro-génitale et toilette des nouveaux-nés.

Réf. produit	Désignation du produit	Unités/cartons	Dimensions cartons (L x l x h)	Unités/palettes	Dimensions palettes (l x L x h)
SolvicleanB	Solviclean - Unidose de 10 ml (Boîte de 60 doses)	Carton de 10 étuis (240 doses)	53 x 39 x 17,3 cm	32 cartons (19 200 doses)	80 x 120 x 153 cm